

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 1400 l stérilisateur, GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00012348
ENR 1400 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 916
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 1055

Code SAP	00012348	Volume de chambre [L]	916
Largeur nette [mm]	847	Nombre de positions des pièces internes de l'appareil	6
Profondeur nette [mm]	1466	Nombre de GN / EN	48
Hauteur nette [mm]	2090	Taille de l'appareil - GN / EN	GN 2/1
Poids net [kg]	192.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Puissance électrique [kW]	0.175	Température maximale de l'appareil [° C]	7
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290

Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 1400 l stérilisateur, GN 2/1, inox

Modèle

Code SAP




00012348

ENR 1400 S

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

A= ELECTRICAL CONNECTION



Fiche technique

Avantages du produit



Armoire réfrigérée froid positif 1400 l stérilisateur, GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00012348
ENR 1400 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Isolation 90mm

- Pertes minimales
- Économie d'énergie

2

Ouverture des deux côtés

- Possibilités multiples de placement
- Une plus grande efficacité opérationnelle
 - Meilleure ergonomie de la cuisine

3

Conception entièrement en acier inoxydable

- Résistance à la corrosion
- Durée de vie plus longue
 - Sans dangers pour la santé

4

Dégivrage automatique

- Pas besoin de surveiller
- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5

Roues, pieds

- Variabilité
- Confort d'utilisation

6

Classe énergétique élevée

- Pertes minimales énergie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis
- Économies
 - Sécurité hygiénique

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 1400 l stérilisateur, GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00012348
ENR 1400 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00012348

2. Largeur nette [mm]:

847

3. Profondeur nette [mm]:

1466

4. Hauteur nette [mm]:

2090

5. Poids net [kg]:

192.00

6. Largeur brute [mm]:

1496

7. Profondeur brute [mm]:

873

8. Hauteur brute [mm]:

2170

9. Poids brut [kg]:

210.61

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.175

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Matériel:

AISI 304

15. Couleur de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Température ambiante maximale [° C]:

40

17. Propriétés de l'appareil 2:

Refroidis

18. Taille de l'appareil - GN / EN:

GN 2/1

19. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

6

20. Nombre de GN / EN:

48

21. Volume de chambre [L]:

916

22. Pieds réglables:

Oui

23. Épaisseur de l'isolation [mm]:

90

24. Nombre de portes:

2

25. Unité:

Oui

26. Type de contrôle:

Digitale

27. Verrou de porte:

Oui

28. HACCP:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 1400 l stérilisateur, GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00012348
ENR 1400 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Consommation annuelle d'énergie:

1055

31. Température maximale de l'appareil [° C]:

7

30. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

32. Dégivrage automatique:

Oui